



食物アレルギー WEBセミナー

日時

2022年12月9日(金)
15:00~16:00

主催



関東化学(株)福岡支店



株式会社森永生科学研究所

参加費
無料

第1部 講演

製造現場で出来る アレルギー管理

15:00~15:40

講師

(株)森永生科学研究所 東畑様

第2部 デモンストレーション

ナノトラップEasy を用いたデモ実習

15:40~16:00

講師

(株)森永生科学研究所 栗原様

※デモで使用するキットは、お申し込み後に別途、郵送いたします。



QRコードもしくは以下URLより
お申込みください



<https://v2.nex-pro.com/campaign/48870/apply>



申込締切：2022年12月6日(火)

ご質問はこちら



関東化学株式会社 福岡支店 猪俣
Mail : inomata-jumpei@kanto.co.jp

食品・原料中のアレルゲン検査キットのご紹介

食品中食品のアレルゲンを簡易に検査 ナノトラップ®ProII



卵 牛乳 小麦
そば 落花生 大豆 くるみ

ふき取り液・すすぎ水専用 ナノトラップ®Easy



卵 牛乳 小麦
そば 落花生 大豆 えび・かに

ガイドライン準拠の定量キット「FASPEKエライザII」もご用意しております。

株式会社 森永生科学研究所
食物アレルゲン検査用製品 Kanto Reagents

株式会社森永生科学研究所は食品加工現場における様々なシチュエーションに対応した食物アレルゲン検査用キットを取り扱っております。

食品工場のアレルゲン管理ポイント

原料 → 加工 → 出荷

- 原料**
 - 苦類（規格書）確認
 - 原料の受入検査
 - 保管時のコンタミ防止
- 加工**
 - 保管場所の清掃確認
 - 保管原料の検査
 - 共通機器の清掃確認
 - ライン洗浄モニタリング
 - 半製品の検査
- 出荷**
 - 出荷前製品検査
 - 顧客への説明

・**モリナガFASPEKエライザII**
卵、乳、小麦、そば、落花生タンパク質を定量できます
スクリーニング検査に使用します（通知準拠）

・**QCマテリアル**
食品中のアレルギー物質検査の内部精度管理に使用できます

・**モリナガFASPEK特定原材料ウエスタンブロットキット**
卵白アルブミン、オボムコイド、カゼイン、β-ラクトグロブリンの定性検査ができます
確認検査に使用します。（通知準拠）

・**ナノトラップProII**
食品中のアレルゲン物質を正確に検査できる簡易迅速キットです

・**ナノトラップEasy**
ふき取り検査液、ライン洗浄水中のアレルゲンを迅速に検出可能なキットです

株式会社 セントラル科学貿易 Food Science
フキトレール（PBS）
Dilution Attached Swab Test (PBS)

フキトレール（PBS）
拭き取り液入り10本の検査キット

減菌希釈液入り拭き取り検査キット

■ 内容液：リン酸緩衝生理食塩水 10mL/本 × 10本/1箱
■ γ線滅菌済みで微生物やアレルゲンなどの拭き取り検査に使用可能
■ 本製品から培地などに直接滴下可能
■ 食品製造工場・外食・給食・病院施設などの衛生環境検査や、作業従事者の手指などの拭き取り検査に最適

製品リスト

製品名	包装	使用期限	保管温度	価格(¥)	製品番号
フキトレール（PBS）	100本入り	3年	10～30℃	11,400	49295-00

本キットの使用例

キャップを本体から取り外し、ボトル中央部で余計な水分を取り除きます。

検査箇所を一定面積を拭き取り、作業はキャップ部分を握って行い、スワブ先端に付着した量を均等に拭き取り液に均一化させます。

拭き取り後、キャップをボトルに差し、容積を左右に振り、スワブに付着した量を均等に拭き取り液に均一化させます。

キャップの上栓を緩め上げ、培地や検査キットに検体希釈液を滴下します。

関東化学株式会社



関東化学株式会社
福岡支店

〒812-0007 福岡市博多区東比恵2-22-3
TEL：092-414-9361